

技术参数

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	超声乳化仪	1. 五轴式蠕动泵（文氏效应） 2. 即时负压反馈提示音，提示音调随负压变化升降 3. 双极电凝 能量：0—100%，最大输出功率 10W 4. 脚踏控制回吐功能 5. 超声乳化： 脚踏线性控制 连续超声 脉冲超声模式 冷超声模式 负压：0—650mmHg 流量：0—50CC/M 能量：0—100% 最大输出功率 50W 6. 注吸： 负压 0—650mmHg 流量：0—50CC/M 7. 玻切： 负压：0—500mmHg 流量：0—25CC/M 玻切速度：60-600 次/分 8. 钛合金超声乳化手柄 四压电晶片设计 频率 40KHz 低端能量控制精确 9. 电源：100—240 伏，50/60Hz	1	台
2	蒸汽灭菌器	1. 原装进口品牌. 产品通过欧盟 EC 认证；通过美国药监 FDA 认证；用途：在连台手术期间，迅速对综合手术室、眼科、口腔科、耳鼻喉、骨科、微创手术等各科室所需各种连台手术、应急器械及贵重精	1	台

		密器械灭菌。 2. 非包裹灭菌全过程≤8 分钟完成, 灭菌时间 3.5 分钟。 3. 设备尺寸: 48.5cm×41.5cm×15cm 4. 灭菌仓内部尺寸: 28cm×18cm×3.5cm 5. 灭菌仓体积: ≥1.8 L 6. 水箱容积: 总容积 4.9 L, 可用容积 4 L 7. 重量 (无水): 21kg 8. 电源: 220-240V, 50/60HZ, 6A 9. 包含七个灭菌循环和自动干燥程序: 非包裹键: 一个实心非包裹 (N 级) 循环: 灭菌时间 134℃/3.5 min; 两个含腔非包裹 (S 级) 循环: 分别是灭菌时间 134℃/3.5 min 和灭菌时间 134℃/18 min。 包裹键: 包含两个含腔包裹 (S 级) 循环程序: 灭菌时间 134℃/3.5 min 和灭菌时间 134℃/18 min。 橡胶塑料制品键: 包含两个含腔橡胶塑料制品 (S 级) 循环程序: 灭菌时间 121℃/ 15 min 和灭菌时间 121℃/30 min。 10. 干燥键: 具有单独干燥功能程序 11. 具备自我检测系统, 在灭菌过程中, 一旦出现问题, 系统会自动中止运作, 并将故障显示于屏幕。		
3	医用放大镜	图像放大: .51x 激光点放大: 1.96x 接触直径: 17.5mm 镜高: 28mm 静态视野: 165° 动态视野: 180°	1	台